

PRÓTESIS PARA CONTORNO CORPORAL

Implantech suministra bloques de silicona preformados que pueden ser utilizados en diferentes partes del cuerpo. Fabricados con silicona sólida Extra Soft, estos implantes pueden ser recortados fácilmente.

Sus principales ventajas técnicas son:

- Pueden ser recortados y adaptados a la anatomía del paciente en el momento mismo de la operación.
- Están fabricados con silicona sólida extrablanda por lo que el riesgo de rotura es mínimo.



REF. CCB1-5 Longitud: 16.2 cm., Ancho: 9.4 cm., Proyección: 2 cm. Volumen: 149 cc.



REF. CCB3-4 Longitud: 20.3 cm., Ancho: 6.5 cm., Proyección: 2.1 cm. Volumen: 130 cc.

Estos implantes se suministran estériles.