

MATERIAL DE COMPRESIÓN POSTQUIRÚRGICO



Sujetador postoperatorio para cirugía mamaria de aumento o reconstrucción. Sus principales características son:

- Sin costuras. Evita irritaciones o marcas en la piel.
- Cierre frontal con ganchos para evitar que el sujetador se abra accidentalmente y facilitar su apertura en las revisiones.
- Tirantes ajustables por la parte de delante para facilitar su colocación en la sala operatoria.
- Tejido compresivo suave de microfibra transpirable, muy cómodo para la paciente. Se adapta anatómicamente al pecho.
- Copas sin aros.
- Producto exento de látex y con certificado Oeko-Tex.
- Disponible en varias tallas (S, M, L, XL y XXL).

¿Cómo hacer las mediciones?

Sujetador aumento mamario

Debe usted medir el contorno de la paciente justo debajo del pecho y llevar la medida resultante a la tabla para conocer la talla del sujetador que debe pedir.

MEDIDA EN CENTÍMETROS	70-75	80-85	90-95	100-105	110-115
TALLA	S	M	L	XL	XXL

BANDA ESTABILIZADORA DE IMPLANTES



COLOR BLANCO PRESENTACIÓN: 10 UNIDADES

CHALECO GINECOMASTIA

T-2 (85-94 cm.), T-3 (95-105 cm.), T-4 (106-115 cm.) y T-5 (116-125 cm.)
Las medidas en centímetros se refieren al contorno del pecho.



Fajas postliposucción disponibles en cuatro longitudes. Las prendas Mainat se fabrican con una combinación de poliamida (60%) y elastómero (40%). El proceso de fabricación optimiza los niveles de compresión para reducir las molestias postoperatorias, posibilitando la circulación natural y mejorando el proceso de curación. Estas fajas se usan principalmente en la fase de recuperación tras una liposucción. Proveen soporte en las áreas operadas para ayudar a la piel a adaptarse mejor a los nuevos contornos. Liberan al cuerpo de fluidos potencialmente peligrosos gracias a su elasticidad tridimensional, permitiendo a la paciente incorporarse a su rutina diaria más rápidamente. Esta prenda es transpirable, ligera y tiene un tacto sedoso. Incorporan un cierre de ganchos con dos grados de presión para facilitar su colocación. La cintura es alta y dispone de tirantes para favorecer la sujeción de la prenda. El tejido de la faja no se deforma con el uso o los continuos lavados. **Se suministran en color negro.**

¿Cómo hacer las mediciones?

FAJAS LIPOSUCCIÓN

	2	3	4	5
CADERA	90-100 CM.	100-110 CM.	110-125 CM.	125-140 CM.



JM.106



JM.104



JM.105



JM.205